

AGAROSA DE GRADO MOLECULAR

MARCA: BIOLINE

NOMBRE DEL PRODUCTO: AGAROSE MOLECULAR GRADE

N° DE CATÁLOGO: BIO-41026 : 100g

BIO-41025 : 500g

PROCEDENCA: USA

DESCRIPCIÓN:

- Agarosa de Bioline es extremadamente pura, está libre de DNase/RNase. Esta agarosa proporciona una alta resolución de separación de ADN y ARN mediante electroforesis.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presentación: Frasco x 100g / Frasco x 500g

- Libre de DNase y Arase.

- Características:

(+) Grado biología molecular.

(+) Color: Blanco.

(+) Gel de 1.5% (w/v): $\geq 1200 \text{ g/cm}^2$.

(+) Temperatura de fusión: 88-90 °C.

(+) Temperatura de gelificación: 37°C \pm 2°C

(+) Humedad: 8.5%

(+) Sulfato: $\leq 0.14\%$.

(+) DNase/RNase: No detectado.

ALMACENAMIENTO:

- La agarosa debe almacenarse en un lugar fresco y seco.

