

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR		Nº ITEM
UNITED TRADING S.A.C.		
PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA		
PUNTERA (TIPS) ESTERIL CON FILTRO 100 UL X 96		
MARCA:	GENFOLLOWER	
FABRICANTE:	GENFOLLOWER BIOTECH Co., LTD	
PROCEDENCIA	China	
PRESENTACION	Rack x 96 Und.	

Como uno de los principales fabricantes en China, GenFollower se enorgullece de ofrecer puntas de pipeta con filtro de 100 µl de alto rendimiento. Puede utilizar estos consejos en diversas aplicaciones biomoleculares para extraer el volumen de muestra con la máxima precisión.



Características técnicas:

- Fabricado en polipropileno (PP) de alta calidad.
- Esterilizable en autoclave a 121 ° C durante 15-20 minutos.
- Disponible como empaque esterilizante, libre de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos detectables.
- Baja retención de muestras para una mayor eficiencia.
- Diseño de ajuste universal para casi todas las pipetas líderes.
- Micro punto y graduación.
- Fácil uso con una sola mano.
- Puntas de pipeta con barrera de aerosol de alta densidad para transferencias sin contaminación