

CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS

Marca: Thermobio

Procedencia: USA

Modelo: SC-05



DESCRIPCIÓN

Centrifuga de Laboratorio, impulsada por un motor de regulación de velocidad continua CC sin escobillas, velocidad de rotación y controlador de tiempo de centrifugación por microordenador, parámetros de trabajo configurados mediante el teclado, pantalla digital del tiempo de centrifugación, velocidad de rotación y fuerza centrífuga. Parada automática al abrir la Puerta para garantizar la seguridad operativa. Equilibrio automático, con procesamiento silencioso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Máxima velocidad: 4000 rpm
- Máximo Rcf: 2111 xg
- Capacidad del rotor: 15ml/20ml x 24 tubos
- Aumento de temperatura: $\leq 10^{\circ}\text{C}$ (corriendo 20 minutos)
- Resolución de velocidad: $\pm 30\text{rpm}$
- Sonido: $\leq 60\text{dB}$
- Rango de tiempo: 1s~99min / continuo o tiempo programable
- Suministro de Poder: AC 220V 50 HZ/60HZ
- Poder: 80VA
- Peso: 20kg
- Dimensiones (L x W x H) mm: 380x305x290