

PUNTAS DE PIPETA DE ALTA PRECISIÓN CON EL FILTRO EN LA PIPETA

Marca: Servicebio

Presentación: China



DESCRIPCIÓN

- 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 1000 ul cinco tamaños de puntas de pipeta con filtro esterilizadas por irradiación. Libre de ADNasa y ARNasa.
- La boca puntiaguda es suave, redonda e impecable. Las puntas de pipeta están hechas de material pp de alto peso molecular sin doblarse.
- Se aplica para la extracción de microlíquidos, especialmente el líquido infeccioso, el filtro puede evitar que el aerosol contamine la pipeta y los investigadores.
- 96 piezas por rack.

| Filter Tips | Item No. | Item Description | Packing Details | | Carton DIM (CM) |
|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Filter Tips (Rack) | TP-10-C-F | 10µL | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×22 |
| | TP-10P-C-F | 10µL long | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-20-C-F | 20µL | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-100-C-F | 100µL | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-200-C-F | 200µL | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-1000-C-F | 1000µL | 96pcs/rack | 50racks/carton | 71×51×26 |
| | TP-10PL-C-F | 10µL long (Low Retention) | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×22 |
| | TP-20L-C-F | 20µL (Low Retention) | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-100L-C-F | 100µL (Low Retention) | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-200L-C-F | 200µL (Low Retention) | 96pcs/rack | 100racks/carton | 70×49.5×29 |
| | TP-1000L-C-F | 1000µL (Low Retention) | 96pcs/rack | 50racks/carton | 71×51×26 |