

## Prueba Rápida Sifilis Ab Combo

**Marca:** CTK

**Procedencia:** Estados Unidos

**Presentación:** 30 determinaciones



### PRESENTACIÓN

La prueba rápida OnSite Syphilis Ab Combo es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos (IgG, IgM e IgA) contra *Treponema pallidum* (Tp) en suero, plasma o sangre total humanos.

### CARACTERÍSTICAS

- Detecta anticuerpos IgG, IgM e IgA, lo que facilita la detección precisa durante todas las etapas de la enfermedad
- Procedimiento de prueba simple
- Utiliza muestras de suero, plasma o sangre entera
- Resultado eficiente y fácil de interpretar
- No se requiere equipo adicional
- Las evaluaciones externas validan el desempeño

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Bolsas de aluminio selladas individualmente que contienen:
  - Un dispositivo de casete
  - Un desecante
- Goteros de plástico
- Diluyente de muestra (5ml/botella)
- Instrucciones de uso

